



Du kannst die Maße deines Hundes messen und angeben. Wir haben dir hier eine genaue Anleitung, welche Maße benötigt werden und wie du sie bei deinem Hund misst.

Übrigens brauchst du nicht unbedingt ein Maßband, eine Schnur und ein Meterstab leisten gute Dienste.

Solltest du Hilfe benötigen, nimm bitte Kontakt mit uns auf, wir helfen dir gerne!

Wir benötigen folgende Maße für dein MisterIlder Führgeschirr (alle Maße bitte direkt am Hund messen und ohne Zugabe, also eng am Hund):

hellrote Linie: Brustumfang 1 (gemessen einmal um den Brustkorb, bei kleinen Hunden 2-3 Finger hinter dem Vorderbein, bei großen Hunden ca. 4-5 Finger hinter dem Vorderbein)

grüne Linie: Halssteg (gemessen vom Punkt zwischen den Schulterblättern bis zum Brustbein - bitte nur eine Halsseite messen)

blaue Linie:

Rückensteg 1 (gemessen vom Punkt zwischen den Schulterblättern bis zur hellroten Linie)

gelbe Linie:

Bruststeg 1 (gemessen vom Brustbein, zwischen den Beinen durch bis zur hellroten Linie)

Für dein MisterIlder Sicherheitsgeschirr brauchen wir ZUSÄTZLICH folgende Maße:

dunkelrote Linie: Brustumfang 2 (gemessen einmal um den Brustkorb auf den letzten beiden Rippenbögen)

lila + hellblaue Linie: Rückensteg 2 (gemessen vom Punkt zwischen den Schulterblättern bis zur dunkelroten Linie)

weiße + gelbe Linie: Bruststeg 2 (gemessen vom Brustbein, zwischen den Beinen durch bis zur dunkelroten Linie)